

eFilm 3.1 trên Windows 10 và cách cài đặt phần mềm eFilm

Vị trí biên tập viên


Chủ nhật, 05 Tháng 6 2016 14:38 - Lần cập nhật cuối: Chủ nhật, 05 Tháng 6 2016 15:38

CN Nguyễn Hữu Ảnh - Khoa CĐHA

eFilm 3.1 là một trong những phiên bản của hãng thống nhất Merge Healthcare, phần mềm không thể thiếu trong công việc lâm sàng và chuyên đề lâm sàng của ngành Xquang KTS, CT, MRI với eFilm, là phần mềm quản lý hình ảnh cho BS CĐHA nghiên cứu, phân tích hình ảnh bệnh lý để cho kết quả chẩn đoán. Phiên bản mới nhất là eFilm 4.1

eFilm được thiết kế để chạy trong môi trường SQL servers. Ứng dụng kết nối với dữ liệu DICOM trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

DICOM là một tiêu chuẩn để xử lý, lưu trữ, in ấn, và truyền tải thông tin hình ảnh y tế. Nó bao gồm một định dạng tệp tin xác định và một giao thức truyền thông mạng.



eFilm 3.1 trên Windows 10 và ứng dụng lưu trữ lưu trữ nhân tài eFilm

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 05 Tháng 6 2016 14:38 - Lần cập nhật cuối Chỉnh sửa, 05 Tháng 6 2016 15:38

Có thể làm việc của eFilm

[Xem tiếp tại đây](#)