

Bs Lê Minh Thông -

I.VÀI NÉT VỀ SONDE JJ NIỆU QUẢN

Sonde JJ niệu quản là loại ống nhô 5-7Fr, dài 22-26cm. Ống rỗng bên trong, làm bằng silicon hoặc nhựa dẻo, 2 đầu cong hình chữ J nên còn gọi là ống JJ hay double J. Ống được đặt trong niệu quản (ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang), một đầu ống móc vào bàng quang và đầu móc còn lại trong bàng quang.


Tác dụng của sonde JJ:

Ống sonde JJ niệu quản thường được dùng sau phẫu thuật sỏi thận, sỏi niệu quản giúp ngăn sỏi tái phát ngay khi niệu quản sau phẫu thuật.

Đặt ống sonde JJ niệu quản sau phẫu thuật các bệnh lý thận và niệu quản phòng ngừa biến chứng sau phẫu thuật như tái phát sỏi niệu quản, rò nước tiểu ...

Điều trị hỗ trợ niệu quản trong các trường hợp:

- Ung thư xâm lấn, chèn ép niệu quản
- Xơ dính sau phúc mạc, lồng ngực hoặc bụng.
- Viêm đài bàng quang cấp do sỏi tiểu niệu.



Mô tả: Hình ảnh đầu sonde JJ niệu quản nằm trong bể thận và đài dưới, bám sỏi xung quanh đầu sonde JJ.

Biên chứng tảo sủi trên sonde JJ niu quon b quên - nhân 1 trng h p lâm sàng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 04 Tháng 12 2023 17:27 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 04 Tháng 12 2023 17:34

[Xem tiếp tại đây](#)